

Zur Dekontamination und Reinigung von Ausrüstung und Bekleidung am Einsatzort

Atemschutzgeräte, Einsatzbekleidungen und Chemikalienschutzanzüge, sowie Fahrzeuge und sonstige Geräte müssen unter Umständen noch am Einsatzort dekontaminiert werden, um eine Gefährdung des Einsatz- und Wartungspersonals durch anhaftende Schadstoffe zu verhindern.

Die MENZL-Deko-Systeme sind für die erforderlichen Deko-Maßnahmen vorgesehen und dafür je nach Type mit der **Dosiereinheit DMZ 02** oder der **Dosiereinheit DMZ 01** ausgerüstet. Damit verfügen beide Systeme über manuell zu bedienende Ventile für die Umschaltung von Frischwasserbetrieb auf Reinigungs- oder Dekontaminations- bzw. Zumischbetrieb.

Ausführungen

Das **Deko-System Typ 1** ist mit der Dosiereinheit DMZ 01 ausgestattet, die mit dem Schutzgehäuse im Boden der Alu-Box eingebaut wird.

Das **Deko-System Typ 2** ist mit der Dosiereinheit DMZ 02 ausgestattet, die platzsparend im Deckel der Alu-Box eingebaut wird, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Die **Inbetriebnahme** beider Deko-Systeme ist sehr **einfach** und erfordert sehr **wenig Zeitaufwand**.



Deko-System Typ 1



Deko-System Typ 2

Produktmerkmale

Die Dekontaminationssysteme beinhalten **alle für die Dekontamination und Reinigung** von Ausrüstung und Bekleidung am Einsatzort **erforderlichen Mittel und Geräte** und verfügen über ein **automatisches Zumischsystem** für Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit justierbarer **Zumischung von 0,2 bis 2,0 %**.

Technische Daten

	Deko-System Typ 1	Deko-System Typ 2
Abmessungen (mm, L x B x H)	800 x 540 x 365	800 x 540 x 365

Bestellnummern


Deko-System Typ 1	330-738
Deko-System Typ 2	330-823

Im Lieferumfang ENTHALTENES Zubehör

	Bürste mit Sperrventil	330-837		Sprühlanze mit Düse und Sperrventil	330-838
	Bürste mit Teleskoplanze und Sperrventil	330-836		Lanze mit Brause und Sperrventil	330-839
	Druckminderer mit C-Kupplung und Gardena-Stecknippel	330-834		Flex-Druckschlauch, 15 Meter (mit Gardena-Steckkupplungssystem)	330-840
				Papierhandtücher (250-Stück-Packung)	330-844

Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel sind separat zu bestellen.

Weiteres empfohlenes Zubehör



selbstaufrichtende Notfallwanne zum Auffangen der durch die Dekontamination entstehenden kontaminierten Flüssigkeiten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

